

# 智能关节角度尺

EasyAngle型智能关节角度尺采用最新的活动度测量技术，它不但具有普通的量角器功能，对小关节和肢体大关节活动度进行测量，还能用作倾角仪，用于脊柱活动度测量，通过丰富的配件，还可进行脊柱侧弯测量，腰背活动度测量（BROM）以及颈椎活动度测量（CROM），测量结果最大误差 $1^{\circ}$ ，能得到精确的量化结果，是现代康复中心必备的活动度测量设备！

## 技术参数

- 测量方式: 数码
- 活动度测量单位: 度
- 测量范围:  $180^{\circ}$
- 测量精度:  $\pm 1^{\circ}$
- 供电方式: 充电电池
- 测量应用: 手指关节活动度、肢体关节活动度、脊柱关节活动度、脊柱侧凸测量、腰背活动度、颈椎活动度



**塑料短尺:** 较短的对准导轨 (195 mm) 适用于评估1至13岁儿童的运动范围, 和/或成人的较小关节 (如MCP屈曲)。宽度等于标准EasyAngle对齐导轨的宽度。通常, 导向装置用于根据标准测角中使用的人体标志定位设备。



**颈椎活动度测试头套:** 该套件由一个改进的弹性带组成, 该弹性带环绕头部并穿过头部, 从而确保设备的稳定性。带有弹性, 可调节, 因此适合任何头部形状和大小。包括一个塑料夹片, 确保EasyAngle与弹性带牢固连接。用于头部和颈椎活动度的测量。



**儿童塑料短尺:** 更加贴合儿童使用。



**绑带套件:** 含肢体小号、中号和大号绑带各1根, 用于测试过程中测量仪器的绑定。

## 标准配置

- ☑ 智能关节角度尺 1个
- ☑ 塑料短尺 1把
- ☑ 颈椎活动度测试头套 1个
- ☑ 肢体小号绑带 1根
- ☑ 肢体中号绑带 1根
- ☑ 肢体大号绑带 1根
- ☑ 绑带塑料夹 1个
- ☑ 儿童塑料短尺 1把
- ☑ 墙式充电器 1个
- ☑ USB充电线 1根
- ☑ 便携箱 1个
- ☑ 操作指南 1份

## 1台设备可替代5台设备!



授权经销商:

贵州三易医疗器械有限公司

地址: 贵州省贵阳市观山湖区中天会展城金融101大厦A座2220室

电话: 0851-84582800 / 18685016877

网址: www.sannyi.com 电邮: ks@sannyi.com